




ACCESSORI E ATTREZZATURE PER CATERING

ACCESSORIES AND EQUIPMENT FOR CATERING


VASSOI NERI IN PLEXIGLASS INCISO
ENGRAVED BLACK PLEXIGLASS TRAYS



<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>	<i>pack</i>
21-18651	180x65 mm	5 pcs
21-16161	164x164 mm	5 pcs
21-24701	240x70 mm	5 pcs
21-33161	330x164 mm	5 pcs
21-35781	351x78 mm	5 pcs
21-35241	359x247mm	5 pcs



<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>	<i>pack</i>
21-18652	180x65 mm	5 pcs
21-16162	164x164 mm	5 pcs
21-24702	240x70 mm	5 pcs
21-33162	330x164 mm	5 pcs
21-35782	351x78 mm	5 pcs
21-35242	359x247mm	5 pcs



<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>	<i>pack</i>
21-18653	180x65 mm	5 pcs
21-16163	164x164 mm	5 pcs
21-24703	240x70 mm	5 pcs
21-33163	330x164 mm	5 pcs
21-35783	351x78 mm	5 pcs
21-35243	359x247mm	5 pcs



VASSOI A SPECCHIO - MIRROR TRAYS



<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
MT600	32,5x32,5 - h 3,5 cm

Vassoio a specchio ottagonale
Octagonal mirror tray



<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
MT601	45x30 - h 3,5 cm

Vassoio a specchio ovale
Oval mirror tray



<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
MT602	30x30 - h 3,5 cm

Vassoio a specchio quadrato
Square mirror tray



<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
MT603	45x30 - h 3,5 cm

Vassoio a specchio rettangolare
Rectangular mirror tray



<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
MT604	Ø35 - h 3,5 cm

Vassoio a specchio tondo
Round mirror tray

VASSOI BIANCO NERO
BLACK AND WHITE TRAYS



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio bianco e nero ottagonale Octagonal white and black tray	MT800	32,5x32,5 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio bianco e nero ovale Oval white and black tray	MT801	45x30 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio bianco e nero quadrato Square white and black tray	MT802	30x30 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio bianco e nero rettangolare Rectangular white and black tray	MT803	45x30 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio bianco e nero tondo Round white and black tray	MT804	Ø35 - h 3,5 cm

VASSOI NERI - BLACK TRAYS



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio nero ottagonale Octagonal black tray	MT700	42x42 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio nero ovale Oval black tray	MT701	55x35 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio nero quadrato Square black tray	MT702	35x35 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio nero rettangolare Rectangular black tray	MT703	55x35 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio nero tondo Round black tray	MT704	Ø45 - h 3,5 cm



	<i>Cod.</i>	<i>Misura - Size</i>
Vassoio nero virgola Comma black tray	MT705	44,5x30 - h 3,5 cm

VASSOI DA COCKTAIL COCKTAIL TRAYS

Mini vassoi da cocktail da abbinare a coppetta PMO07 o bicchiere BDM01.
Small cocktail trays designed to hold PMO07 cusp or BDM01 glasses.



Cod.	Colore - Colour	Misura - Size	pack
MT100.01	Bianco - White	18x27 - h 3 cm	20 pcs
MT100.02	Nero - Black	18x27 - h 3 cm	20 pcs



Cod.	Colore - Colour	Misura - Size	pack
MT101.01	Bianco - White	23x23 - h 3 cm	20 pcs
MT101.02	Nero - Black	23x23 - h 3 cm	20 pcs



Cod.	Colore - Colour	Misura - Size	pack
MT102.01	Bianco - White	Ø24 - h 3,5 cm	20 pcs
MT102.02	Nero - Black	Ø24 - h 3,5 cm	20 pcs



Cod.	Colore - Colour	Misura - Size	pack
MT103.01	Bianco - White	24x22 - h 3 cm	20 pcs
MT103.02	Nero - Black	24x22 - h 3 cm	20 pcs



VASSOI COMPONIBILI MODULAR TRAYS



Cod.	Misura - Size
MT501	42x29 h5,5 cm



Cod.	Misura - Size
MT503	Ø60 h5,5 cm



Cod.	Misura - Size
MT504	59x29 h5,5 cm



Cod.	Misura - Size
MT505	60x33 h5,5 cm



Cod.	Misura - Size
MT506	42x35 h5,5 cm

I vassoi componibili lasciano spazio alla fantasia. Grazie alla loro complementarietà modulare, diventa semplice realizzare strutture originali e creative per la presentazione di buffet dalle forme moderne, ma al contempo raffinate. I nuovi vassoi componibili sanno unire il concetto di originalità e innovazione a quello di praticità: infatti siano essi uguali o diversi fra loro, sono stati concepiti e sviluppati per creare un'infinità di composizioni sempre diverse; inoltre la loro complementarietà permette di realizzare presentazioni sempre regolari ed ordinate. Ogni vassoio componibile è costituito dalla teglia in plastica e da un pannello trasparente che, eventualmente, può essere utilizzato per creare un doppio fondo da riempire con ghiaccio: in questo modo le pietanze presentate si mantengono fresche.

The modular trays leave plenty of room for your fantasy. Thanks to their modular reciprocity, it is easy to make original compositions for buffets with modern and elegant shapes. The new modular trays combine innovation and usefulness. They have been created to realize several compositions, even by using the same shape. Moreover their complementarity always allows you make fancy presentations. Every model is composed of a plastic tray and a transparent plate. The latter can be used to create a false bottom to be filled with ice, in order to keep the food fresh.



VASSOI IN PLASTICA PLASTIC TRAYS

Elegante vassoio in plastica trasparente.
Dotato di una valvola per la fuoriuscita dell'acqua e di un coperchio che permette di mantenere il ghiaccio ad un livello sottostante in modo da evitare il contatto con composizioni di frutta o altri alimenti.

Elegant transparent plastic tray.
It is equipped with a valve to let flow the water and with a cover which allows to keep the ice in a below level to avoid the contact with fruit composition or food.



Cod.	Misura - Size
MIVA01	52x76 h 8 cm

Rettangolare
Rectangular



Cod.	Misura - Size
MIVA02	55x57 h 8 cm

Quadrato
Square

SPUMANTIERA - CHAMPAGNE BUCKET



Cod.	Colore - Colour	Misura - Size
IB008	Nero - Black	Ø35 - h 27 cm for 7 bottle

MULTI ICE REVOLUTION

Multi Ice Revolution: stampi riutilizzabili per sculture di ghiaccio.
Stampi in speciale materiale plastico con l'aggiunta di uno strato esterno di resina arancione che conferisce ai due gusci più elasticità e resistenza durante l'espansione del ghiaccio. La guarnizione siliconica posizionata all'interno del guscio ed il sistema di fissaggio composto da un kit di volantini non permettono la fuoriuscita dell'acqua e garantiscono la possibilità di riutilizzare lo stampo per molteplici volte.
Grazie alla linea Multi Ice Revolution, composta da 18 stampi di diverso tipo, prendono forma eleganti sculture di ghiaccio adatte a stupire gli ospiti e a rendere unica l'esposizione del vostro banchetto.

Multi Ice Revolution: reusable moulds for ice sculptures.
Moulds made of special plastic with an additional external orange resin layer which makes the two shells more elastic and more resistant against ice expansion. The silicone packing inside the shell and the fixing screws do not let the water come out and assure that the mould can be reused many times.
The Multi Ice Revolution collection, with its 18 different moulds, gives the possibility to create elegant ice sculptures that can impress your guests and make your banquet unique.



Inserire il supporto per la pompetta.
Insert the support for the air pump.



Unire i due gusci.
Combine the two shells.



Chiudere ermeticamente.
Seal the mould hermetically.



Riempire lo stampo con acqua distillata.
Fill the mould with distilled water.



Inserire il tubo e collegarlo alla pompa.
Insert the pipe and connect the pipe to the pump.



Mettere lo stampo in abbattitore. Per ottenere una scultura più trasparente è consigliabile prolungare il processo di congelazione. La temperatura consigliata è tra i -10°C e i -20°C.

Put the mould inside a freezer. In order to obtain a more transparent sculpture it is advisable to prolong the process of freezing as much as possible. The recommended temperature should go from -10° C to -20° C.



Lasciare lo stampo a temperatura ambiente per 10 minuti, procedere con la rimozione dei gusci.
Leave the mould at room temperature for 10 minutes and then remove the fasteners.



Aprire lo stampo quando si trova in posizione orizzontale.
Lay down the mould horizontally on a table and then remove the two shells.





Estrarre la scultura dallo stampo.
Extract the sculpture from the mould.



Rimuovere il ghiaccio in eccesso con l'aiuto di un cutter.
Remove the exceeding ice with the help of a cutter.



Pulire la scultura con un cannello o con un panno.
Polish the sculpture with a mini torch or a cloth.



Cod.	scult. - sculp.	stampo - mould	box
MIR01°	42x26 h 53cm	60x25 h 65cm - 7kg	69x32 h 70cm
MIR03°	37x25 h 58cm	65x25 h 69cm - 7kg	69x32 h 70cm
MIR05°	36x26 h 67cm	50x26 h 78cm - 7,5kg	70x30 h 78cm

Cod.	scult. - sculp.	stampo - mould	box
MIR02°	47x26 h 56cm	67x29 h 62cm - 8kg	69x32 h 70cm
MIR04°	48x56 h 15cm	60x61 h 15cm - 7kg	68x25 h 65cm
MIR08°	58x25 h 56cm	69x25 h 70cm - 8kg	69x32 h 70cm

Cod.	scult. - sculp.	stampo - mould	box
MIR07	41x41 h 83cm	51x96 h 41cm - 9kg	48x45 h 96cm
MIR10	46x33 h 86cm	60x100 h 33cm - 8kg	60x40 h 100cm
MIR11°	35x25 h 71cm	53x26 h 82cm - 6kg	83x55 h 29 cm

300 ° Questo articolo dispone di supporto per pompetta - vedi accessori aggiuntivi a pagina 303
This item is equipped with Air pump support - look at the additional accessories on page 303


° Questo articolo dispone di supporto per pompetta - vedi accessori aggiuntivi a pagina 303
This item is equipped with Air pump support - look at the additional accessories on page 303



MIR12



MIR13



MIR16



MIR17



MIR18

Cod.	scult. - sculp.	stampo - mould	box
MIR12	48x56 h 19cm	71x56 h20cm - 5,5kg	71x60 h 22cm
MIR16	Ø40 h 20cm	Ø52 h 23cm - 4kg	55x55 h 23cm
MIR18	Ø51 h 22cm	Ø63 h 24cm - 5kg	66x66 h 26cm

Cod.	scult. - sculp.	stampo - mould	box
MIR13	Ø48 h 19cm	Ø62 h 20cm - 5kg	66x66 h 26cm
MIR17	Ø39 h 15cm	Ø53 h 19cm - 4,5kg	55x55 h 23cm

POMPETTA - AIR PUMP




MIP

La pompetta tiene in movimento l'acqua all'interno dello stampo durante il processo di congelazione. Con l'aiuto di questi accessori la scultura di ghiaccio risulterà più trasparente.

The air pump makes the water circulate inside the mould during the process of freezing. With the help of this accessory, the resulting ice sculpture will be more transparent.

SUPPORTO PER POMPETTA - AIR PUMP SUPPORT



Cod.	scult. - sculp.
MIS01	MIR01
MIS02	MIR02
MIS03	MIR03
MIS05	MIR05

Cod.	scult. - sculp.
MIS08	MIR08
MIS11	MIR11

